

Cámara digital 10 Megapíxeles B-CAM10

Cámara digital de alta resolución

La cámara B-CAM10 de Boeco ofrece una resolución de 10 megapíxeles con sensor CMOS en color, garantizando imágenes claras y precisas para aplicaciones de laboratorio.



SKU:BOE 1900.10000



Especificaciones técnicas

- Resolución: 7,2 a 3584 x 2746 px, 24,5 a 1792 x 1372 px
- Tamaño del sensor: 1/2,3" (5,98 x 4,58 mm)
- Incluye cámara, adaptador para microscopios Boeco, cable USB y software en disco
- Calibrador de tamaño incluido (sin certificado de calibración)