

Freezer Biomédico -25 °C DW-25L92

El DW-25L92 es un freezer biomédico bajo mesón diseñado para el almacenamiento seguro de muestras, reactivos y material sensible a baja temperatura. Incorpora control por microprocesador, pantalla digital con precisión de 0,1 °C y un sistema de refrigeración eficiente con refrigerante hidrocarburo (HC), orientado a un desempeño estable y bajo consumo energético.

Características técnicas destacadas

- Rango de temperatura: -10 a -25 °C
- Capacidad: 92 L (3.2 cu.ft)
- Sistema de control: microprocesador + display digital, precisión 0,1 °C
- Consumo energético: 0,65 kW·h/24h

Rendimiento

- Temperatura de trabajo: -10 ~ -25 °C
- Modo de descongelamiento: Manual
- Refrigerante: HC (hidrocarburo)
- Nivel de ruido: 27 dB(A)

Alarma y seguridad

- Alarmas: alta/baja temperatura, alarma remota, falla de energía, error de sensor, alta temperatura ambiente, puerta abierta.
- Cerradura: cerradura mecánica + soporte para candado (lock catch).

SKU:DW-25L92



Haier Biomedical

Capacidad y dimensiones

- Capacidad: 92 L / 3.2 cu.ft
- Dimensiones internas (An×F×Al): 435 × 410 × 635 mm
- Dimensiones externas (An×F×Al): 640 × 610 × 810 mm