

Manta de calefacción para balones de 500 ml

La manta de calefacción de 500 ml está diseñada para el calentamiento seguro y uniforme de matraces redondos en laboratorios químicos, farmacéuticos, industriales y académicos. Su control de temperatura variable análogo permite trabajar desde ambiente hasta 450 °C, adaptándose a diferentes aplicaciones de investigación y producción.

Con un elemento calefactor de níquel-cromo, recubierto con tejido aislante de alta resistencia, asegura durabilidad, seguridad y eficiencia. Incorpora luces piloto de encendido y calefacción para un control visual sencillo. Funciona con 220 V / 50 Hz.



Especificaciones técnicas

Capacidad: 500 ml

Rango de temperatura: ambiente hasta 450 °C

Control: variable análogo

Elemento calefactor: níquel-cromo con recubrimiento aislante

Indicadores luminosos: piloto de encendido y calefacción

Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz