

Refrigerador para farmacia HYC-390

El HYC-390 es un refrigerador para almacenamiento seguro de medicamentos y productos biológicos en un rango controlado de 2 a 8 °C, diseñado para uso en farmacias, hospitales, salud pública y laboratorios. Incorpora control por microprocesador, circulación de aire forzado para mejorar la estabilidad térmica y sistemas de seguridad con alarmas y cierre con llave.

Capacidad y dimensiones

- Capacidad: 390 L (13.8 cu.ft)
- Dimensiones internas (An×F×Al): 530×555×1380 mm
- Dimensiones externas (An×F×Al): 665×710×1965 mm
- Dimensiones embalaje (An×F×Al): 690×790×2110 mm

Alarmas y seguridad

- Alarmas por alta/baja temperatura, puerta abierta, falla de sensor, corte de energía, batería baja y contacto/alarma remota

Performance

- Rango de temperatura: 2–8 °C
- Clase climática: N
- Tipo de enfriamiento: Aire forzado
- Deshielo: Automático
- Refrigerante: Hidrocarburo (HC)
- Nivel de ruido: 43 dB(A)

Energía

- Alimentación: 115 V/60 Hz o 220–240 V/50–60 Hz
- Corriente eléctrica: 2.4 A / 1.8 A



Haier Biomedical

SKU: HYC-118A