

Refrigerador Farmacéutico HYC-390F | Haier Biomedical 390 L

El refrigerador farmacéutico HYC-390F de Haier Biomedical está diseñado para la conservación segura y precisa de medicamentos, reactivos y productos biológicos en farmacias, hospitales y laboratorios. Con capacidad de 390 litros y un rango de operación entre 2 °C y 8 °C, asegura estabilidad y control confiable en cada almacenamiento.

Equipa un sistema de control por microprocesador con pantalla LED de fácil lectura, circulación de aire forzada y doble sensor de temperatura (superior e inferior) para una supervisión continua. Su puerta metálica con llave y porta candado refuerza la seguridad de los insumos almacenados.

SKU:HYC-390F



Haier

Especificaciones técnicas

- Capacidad: 390 litros
- Rango de temperatura: 2 °C ~ 8 °C
- Resolución: 0,1 °C
- Controlado por microprocesador con pantalla LED
- Circulación de aire forzada para temperatura estable
- Puerta metálica con llave y porta candado
- Dimensiones interiores (An x Pr x Al): 530 × 555 × 1380 mm
- Dimensiones exteriores (An x Pr x Al): 665 × 710 × 1965 mm
- Consumo: 1 A
- Alimentación: 220 V / 50 Hz