

HiPette Pipettor 100–1000 μL DLAB

La HiPette Pipettor 100–1000 μL de DLAB es una micropipeta mecánica monocal de volumen ajustable, diseñada para la dosificación precisa y confiable de líquidos en aplicaciones de laboratorio. Su estructura ultraliviana y ergonómica reduce la fatiga durante el uso continuo, mientras que su sistema de ajuste suave y bloqueo de volumen ayuda a evitar cambios accidentales durante el pipeteo. Además, cuenta con cuerpo totalmente autoclavable, resistencia a radiación UV y alta resistencia a la corrosión química, lo que la convierte en una solución durable y segura para entornos exigentes.



SKU:7030601014



Características destacadas

- Volumen ajustable de 100 a 1000 μL .
- Diseño ergonómico y de baja fuerza de operación.
- Cuerpo fully autoclavable para esterilización completa.
- Bloqueo de volumen para mayor seguridad en el ajuste.
- Pantalla digital de volumen de fácil lectura.
- Fácil calibración y mantenimiento.

Parámetro	Especificación
Rango de volumen	100–1000 μL
Incremento	1 μL
Volúmenes de prueba	1000 μL / 500 μL / 100 μL
Error sistemático a 1000	$\pm 6.00 \mu\text{L}$ / $\pm 0.6 \%$
Error aleatorio a 1000 μL	$\pm 2.00 \mu\text{L}$ / $\pm 0.2 \%$
Error sistemático a 500 μL	$\pm 5.00 \mu\text{L}$ / $\pm 1.0 \%$
Error aleatorio a 500 μL	$\pm 1.00 \mu\text{L}$ / $\pm 0.2 \%$
Error sistemático a 100 μL	$\pm 3.00 \mu\text{L}$ / $\pm 3.0 \%$
Error aleatorio a 100 μL	$\pm 0.60 \mu\text{L}$ / $\pm 0.6 \%$
Ajuste de volumen	Variable
Esterilización	Totalmente autoclavable
Norma de calibración	ISO 8655