

Baño Ultrasónico Digital 20 litros con temperatura

El baño ultrasónico LUC-420 de Daihan Labtech permite una limpieza eficaz de instrumentos y materiales de laboratorio con control por microprocesador, ajustando temperatura y tiempo con precisión.



Capacidad y Diseño

Capacidad: 7 litros

Chasis: Plástico ABS resistente

Baño: Acero inoxidable duradero

Válvula de descarga: Incorporada para vaciado rápido y sencillo

Ultrasonido y Programación

Transductor industrial tipo BLT

Frecuencia de operación: 40 kHz

Tres niveles programables de ultrasonido: Bajo, medio y alto

Timer: 0 a 99 minutos

Temperatura: ambiente hasta ~70°C