

Lupa Estereoscópica Trinocular Profesional Zoom 7-45x

La lupa estereoscópica trinocular MZS-100T de Mlab Scientific ofrece una ampliación de 7x a 45x mediante oculares WF10X/20 mm y un sistema de objetivos de 0,7x a 4,5x, ideal para observaciones detalladas en laboratorios e industrias.

Su cabezal trinocular inclinado a 45°, con rotación de 360°, ajuste interpupilar de 55–75 mm y ajuste de dioptría en el ocular izquierdo, garantiza comodidad y precisión en el uso. Equipada con iluminación LED incidente y transmitida, incluye porta muestras de 125 mm con accesorios de contraste (vidrio transparente y placa blanco/negro), lo que la convierte en una herramienta versátil y confiable.



SKU: MZS-100T

mlab
Scientific

Marca: Mlab Scientific

Modelo: MZS-100T

Ampliación total: 7x a 45x

Oculares: WF10X/20 mm (10x)

Objetivo zoom: 0,7x – 4,5x

Cabezal: trinocular, inclinado 45°, rotación 360°

Ajuste interpupilar: 55 – 75 mm

Ajuste de dioptría: en ocular izquierdo

Porta muestras: 125 mm, con vidrio transparente y placa blanco/negro

Iluminación: LED incidente y transmitida

Dimensiones: 290 x 245 x 280 mm

Alimentación: 220 V, 50 Hz