

MICROSCOPIO TRINOCULAR MTM-4C CON CÁMARA

Microscopio trinocular diseñado para observación de muestras con visualización cómoda y captura de imagen/video mediante cámara. Su cabezal trinocular tipo Seidentop con rotación 360° facilita el trabajo en laboratorio, docencia e inspección, mientras que el sistema de enfoque coaxial (macro y micro) entrega control preciso. Incluye iluminación con control de intensidad y accesorios para comenzar a operar de inmediato.



mlab
Scientific

SKU: MTM-4C

Características destacadas

Cabezal trinocular inclinado 30° con rotación 360° para un uso ergonómico.

Oculares de campo amplio para una observación cómoda y nítida.

Objetivos acromáticos para trabajo en diferentes aumentos, incluyendo aumentos para inmersión.

Platina mecánica con mandos coaxiales para movimientos suaves y controlados.

Condensador Abbe NA 1.25 centrable con diafragma iris y porta filtro.

Enfoque macrométrico y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tensión y tope de enfoque.

Iluminación con control de intensidad.

Incluye

Cámara 5.1 MP, software, adaptador de cámara, botella para aceite de inmersión (sin aceite), filtros de vidrio (azul y verde), funda de protección y manual de usuario.