

Rotador de Tubos Digital LCD

10–70 rpm, Timer, 16×50 mL

El MX-RL-PRO es un rotador de tubos digital diseñado para ofrecer una mezcla suave, uniforme y controlada en aplicaciones de biología, hematología y análisis clínicos. Su pantalla LCD permite visualizar en tiempo real la velocidad y el tiempo de operación, facilitando un control preciso de los protocolos.



SKU: MX-RL-PRO

Características

- Pantalla LCD digital: Visualización clara de velocidad y tiempo.
- Velocidad ajustable electrónicamente: 10–70 rpm.
- Temporizador programable: De 1 a 1199 minutos o modo continuo.
- Gran capacidad: Incluye carrusel para 16 tubos de 50 mL en posición vertical.
- Compatibilidad: Amplia gama de discos y accesorios para otros volúmenes de tubos (opcionales).
- Uso en condiciones controladas: Apto para cámaras frías e incubadoras (5–40 °C).
- Diseño robusto y seguro: Grado de protección IP21.
- Accesorio adicional incluido: Revolvedora para tubos de centrifuga de 50 mL x 16.



Specifications

Motor type
Speed range
Speed display
Timer display
Timer
Operation mode
Voltage
Power
Dimension[DxWxH]
Permissible ambient temperature and humidity
Protection class

MX-RL-Pro

DC motor
10-70rpm
LCD
LCD
1-1199min
Continuous/timer
100-240V, 50/60Hz
40W
220x510x260mm
5-40°C, 80%RH
IP21

El MX-RL-PRO es la solución ideal para mezclas consistentes y seguras en tubos de gran capacidad, ofreciendo flexibilidad y control digital avanzado en el laboratorio.

