

Manta de calefacción para balones de 250 ml - Mlab



SKU: HM-250

mlab
Scientific

La **manta de calefacción de 250 ml** de Mlab es ideal para el **calentamiento uniforme y seguro de matraces redondos** en laboratorios químicos, farmacéuticos, industriales y académicos. Su **control de temperatura variable análogo** permite ajustar desde ambiente hasta **450 °C**, adaptándose a diversos procesos experimentales.

Equipada con un **elemento calefactor de níquel-cromo**, recubierto con tejido aislante de alta resistencia, ofrece **durabilidad, seguridad y eficiencia**. Incluye **luces piloto de encendido y calefacción** para un control visual sencillo. Funciona con **220 V / 50 Hz**.

Beneficios principales

- Calentamiento uniforme y seguro para matraces de 250 ml.
- Rango de temperatura amplio: de ambiente a 450 °C.
- Elemento calefactor de níquel-cromo de larga durabilidad.
- Aislamiento de alta resistencia térmica para máxima protección.
- Luces piloto de encendido y calefacción para mayor control operativo.



Especificaciones técnicas:

- Capacidad: 250 ml
- Rango de temperatura: ambiente hasta 450 °C
- Control: variable análogo
- Elemento calefactor: níquel-cromo con recubrimiento aislante
- Indicadores luminosos: piloto de encendido y calefacción
- Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz
- La manta de calefacción de 250 ml es la opción perfecta para laboratorios que requieren seguridad, precisión y eficiencia en el calentamiento de matraces de vidrio.