

Máquina para Hacer Hielo en Escamas MIF-100 – Mlab Scientific

La máquina para hacer hielo en escamas MIF-100 de Mlab Scientific ofrece alto rendimiento, operación automática y diseño compacto, ideal para laboratorios, hospitales e industrias que requieren una producción continua de hielo limpio y uniforme.

Con una capacidad de producción de 100 kg cada 24 horas y almacenamiento de 40 kg, este equipo garantiza un suministro constante de hielo en escamas o copos de nieve, perfectos para mantener muestras, reactivos, alimentos o productos biológicos a la temperatura adecuada sin dañarlos.

El sistema de control computarizado inteligente supervisa todo el funcionamiento del equipo, incluyendo la temperatura, el nivel de agua y el estado del depósito, además de mostrar indicadores de hielo lleno, falta de agua y códigos de falla.

Principales beneficios

- Funcionamiento automático y continuo, sin necesidad de supervisión constante.
- Sistema de detención automática cuando el depósito está lleno.
- Control computarizado con indicadores de estado y alarmas.
- Producción de hielo en escamas suaves y uniformes mediante tornillo sin fin y cuchilla.
- Construcción robusta en acero inoxidable, duradera, elegante y fácil de limpiar.
- Diseño compacto, ideal para espacios reducidos en laboratorios o áreas industriales.



SKU: MIF-100

mlab
Scientific

Accesorios incluidos

- Mangueras de alimentación y drenaje
- Paleta (poruña) para extracción de hielo

Especificación	Detalle
Tipo de hielo	En escamas / copo de nieve
Producción	100 kg / 24 h
Capacidad de almacenamiento	40 kg
Control	Computarizado con indicadores de funcionamiento, nivel de hielo y fallas
Sistema de corte	Tornillo sin fin con cuchilla
Material exterior	Acero inoxidable
Dimensiones externas (An x Pr x Al)	500 x 611 x 940 mm
Alimentación	220 V, 50 Hz
Modo de funcionamiento	Automático y continuo