

Micropipeta 8 Canales 20-200 μ L Optipette OP8-200 HTL

La Micropipeta multicanal Optipette OP8-200 de HTL está diseñada para mejorar la productividad en laboratorios que requieren pipeteo simultáneo de múltiples muestras. Fabricada en Polonia, combina ergonomía, durabilidad y precisión en un solo instrumento.

Características principales

- Micropipeta multicanal de 8 canales, rango de 20 a 200 μ L.
- Cuerpo resistente a rayos UV, esterilizable en autoclave para máxima higiene y durabilidad.
- Mango delgado y diseño ergonómico que reduce la fatiga del operador.
- Botón pulsador de pipeteo giratorio que evita cambios accidentales de volumen.
- Espaciadores ajustables para regular la altura del eyector según la marca de puntas.
- Calibración sencilla, realizable por el propio usuario con la herramienta incluida.



SKU: 5143



Exactitud

- 200 μ L: $\pm 1,0\%$
- 100 μ L: $\pm 1,5\%$
- 20 μ L: $\pm 3,0\%$

Precisión

- 200 μ L: $\leq 0,6\%$
- 100 μ L: $\leq 0,8\%$
- 20 μ L: $\leq 1,5\%$

Incluye

- Herramienta de calibración
- Manual de instrucciones