

Micropipeta 8 canales 20-200 μ L Labmate Pro LMP8-200 – HTL

La Micropipeta 8 canales 20-200 μ L Labmate Pro LMP8-200 de HTL es un instrumento de alta precisión diseñado para laboratorios que trabajan con placas de 96 pocillos y requieren repetitividad, exactitud y comodidad. Fabricada en Polonia, combina un diseño ergonómico con la más alta tecnología para ofrecer un uso confiable y duradero.

Características principales

- Marca: HTL
- Modelo: Labmate Pro LMP8-200
- Tipo: Micropipeta multicanal 8 canales
- Rango de volumen: 20 – 200 μ L
- Origen: Polonia
- Cuerpo duradero, resistente a rayos UV y esterilizable en autoclave
- Mecanismo de bloqueo de volumen para mayor seguridad
- Diseño ergonómico y liviano para reducir fatiga del operador
- Ajuste de volumen dual (rueda o pulsador) con manejo con una sola mano
- Calibración simple por el usuario
- Expulsor de altura ajustable compatible con diversas marcas de puntas
- Sistema de suspensión para un sellado uniforme y sin atascos
- Colector giratorio de 360°



SKU: 6283



Exactitud

- 20 μ L: $\pm 3,0$ %
- 100 μ L: $\pm 1,5$ %
- 200 μ L: $\pm 1,0$ %

Precisión

- 20 μ L: $\leq 1,5$ %
- 100 μ L: $\leq 0,8$ %
- 200 μ L: $\leq 0,6$ %

Accesorios incluidos

- Herramienta de calibración
- Clip para colgar la micropipeta
- Manual de instrucciones