

Medidor de pH/ORP (mV) y Temperatura (con ATC) de sobremesa

El DLAB DPH100 es un pH metro de sobremesa diseñado para mediciones precisas en laboratorio. Integra pantalla de 7", calibración automática, compensación automática de temperatura (ATC), lectura estable automática y funciones de almacenamiento/exportación de datos para control y trazabilidad.



SKU: E113PHMETO01

Características principales

Pantalla de alta resolución de 7" con retroiluminación blanca, fácil de leer.
Calibración automática y configuración de parámetros; medición con ATC.
Indicador automático de lectura estable e indicación de calibración.
Almacenamiento de datos: hasta 450 lecturas.
Exportación de datos: disco flash / impresora inalámbrica opcional.
Protección: IP54

Parámetro	Especificación
Rango de medición pH	(-2,00 ~ 20,00) pH
Resolución pH	0,1 / 0,01
Precisión pH	±0,01 pH ±1 dígito
Puntos de calibración pH	1, 2, 3 puntos automáticos
Rango ATC pH	(0,0 ~ 100,0) °C / (32,0 ~ 212,0) °F
Rango de medición ORP	(-1999,9 ~ +1999,9) mV
Resolución ORP	0,1 / 1
Precisión ORP	±0,1% F.S ±1 dígito
Rango de medición temperatura	(0,0 ~ 100,0) °C / (32,0 ~ 212,0) °F
Precisión temperatura	±0,2 °C
Exportación de datos	Disco flash / Impresora
Alimentación	DC 12V
Incluye (Test/Kit)	Medidor; Sonda pH ATC plástica D201T; Soluciones tampón pH 4,00 / 7,00 / 10,01 (50 mL c/u); Adaptador de corriente (1 ud); Soporte de sonda flexible DF01 (1 ud)

