

El Levo Plus es una solución ergonómica para pipeteo rápido, diseñada para entregar un control de velocidad preciso y un manejo cómodo durante el trabajo diario en laboratorio. Su diseño liviano y ergonómico permite un uso eficiente y reduce la fatiga del usuario. Es compatible con pipetas serológicas de vidrio o plástico en un rango de 0,1 a 100 mL, e incorpora una pantalla LCD para visualizar el estado de la batería y la velocidad de pipeteo. Además, cuenta con un motor silencioso y potente que permite llenar una pipeta de 25 mL en menos de 5 segundos, junto con una batería de litio de larga duración.



SKU: LEVO PLUS

Especificación	Detalle
Velocidad de aspiración	25 mL en menos de 5 segundos (nivel 6)
Velocidad de dispensación	Motor / gravedad
Batería	Batería de litio reemplazable
Autonomía de batería	Más de 12 horas de uso intermitente
Tiempo de carga	4 a 5 horas
Tipos de pipeta compatibles	Pipetas de vidrio o plástico (0,1–100 mL), pipetas Pasteur
Filtro	Hidrofóbico de 0,45 µm
Peso	208 g

Características principales

- Control de velocidad intuitivo y práctico con 6 niveles.
- Compatible con pipetas serológicas de vidrio o plástico.
- Diseño ergonómico y liviano para un pipeteo más cómodo y eficiente.
- Pantalla LCD para visualizar nivel de batería y velocidad.
- Motor y bomba silenciosos de alto rendimiento.
- Permite llenar una pipeta de 25 mL en menos de 5 segundos.
- Batería recargable de iones de litio de larga duración

