

Refrigerador farmacéutico HYC-639 639 litros con puerta de vidrio – Haier Biomedical

El Refrigerador farmacéutico HYC-639 de Haier Biomedical está diseñado para el almacenamiento seguro y eficiente de medicamentos, vacunas y productos biológicos que requieren una conservación precisa entre 2°C y 8°C.

Métodos y características principales:

- Control por microprocesador con circulación de aire forzada.
- Pantalla LED de fácil lectura para temperatura y alarmas.
- Rango de temperatura: 2°C a 8°C.
- Resolución: 0,1 °C.
- Capacidad de almacenamiento: 639 litros.
- Puerta de vidrio calefaccionada que evita condensación, con llave y porta candado.
- Iluminación LED interior.
- Dos sensores de temperatura: superior e inferior.
- Alarmas audibles y visuales:
- Alta y baja temperatura.
- Falla de alimentación.
- Error de sensor.
- Batería baja.
- Puerta entreabierta.
- Alarma remota.
- Sistema de descongelado automático.
- Incluye 4 estantes, patas de nivelación, ruedas y puerto de validación.



SKU: HYC-639

Haier Biomedical

Especificaciones técnicas:

- Capacidad: 639 litros.
- Dimensiones interiores: 620 × 706 × 1520 mm (ancho × profundidad × alto).
- Dimensiones exteriores: 760 × 897 × 1993 mm (ancho × profundidad × alto).
- Consumo: 2,15 A.
- Material: acero pintado interior y exterior.
- Certificaciones: CE, UKCA, UL, Energy Star, ANSI 456.
- Opera con 220 V, 50 Hz.