

Agitador Balancín de Tubos p/16 Tubos

El Agitador Balancín SK-R30D-E está diseñado para ofrecer una mezcla suave y uniforme, ideal para aplicaciones en biología celular, análisis clínicos y laboratorios de investigación. Con capacidad para 16 tubos de 5 a ~10 mL y velocidad ajustable entre 0 y 30 rpm, garantiza resultados estables en procesos prolongados.

Su motor DC sin escobillas asegura un funcionamiento silencioso, confiable y libre de mantenimiento. Opera en modo continuo, lo que lo convierte en una solución práctica y duradera para protocolos que requieren mezclas constantes. Además, es compatible con una amplia gama de accesorios con colchón de silicona, que proporcionan estabilidad y adaptabilidad a distintos recipientes.

Especificaciones técnicas

- Capacidad: 16 tubos
- Rango de velocidad: 0 – 30 rpm
- Modo de operación: Continuo
- Dimensiones: 405 × 160 × 160 mm (Prof. × Ancho × Alto)
- Alimentación: 220 V / 50 Hz



SKU: SK-R30D-E

Características principales

- Motor DC sin escobillas, silencioso y libre de mantenimiento.
- Capacidad de hasta 16 tubos de 5–10 mL.
- Modo de operación continua, ideal para trabajos prolongados.
- Velocidad ajustable de 0 a 30 rpm.
- Compatible con accesorios opcionales con colchón de silicona.
- Incluye plataforma modelo SK330.5 con superficie antideslizante y 8 fijaciones (30 × 28,5 cm).
- Diseño compacto y estable para un uso eficiente en laboratorio.