

Thermo Mix

HC110-Pro Baño seco con función de enfriamiento

Características:

- Control preciso de la temperatura para calentamiento y enfriamiento
- Selección adaptable de accesorios
- Programable • Compatible con diferentes tipos de tubos



Precisión excelente en el control de temperatura



Programable



Reconocimiento automático de adaptadores



Núm. catálogo	Bloques	Velocidad	Capacidad	Diámetro x Profundidad
18900238		1500 RPM	24 x 0,5ml	8,1x26 mm
18900237		1500 RPM	24 x 1,5 ml	10,9x31 mm
18900239		1500 RPM	24 x 2 ml	10,6x26 mm
18900240		1500 RPM	8 x 5 ml	13,6x36 mm
18900241		800 RPM	8 x 15 ml	16,5x95 mm
18900242		600 RPM	4 x 50 ml	28,7x75 mm
18900244		1500 RPM	placa de pocillos	-
18900243		1500 RPM	0,2 ml x 96 placa PCR	-

Especificaciones

Funciones	HC110-Pro
Rango de temperatura	Calefacción y refrigeración
Precisión de control de temperatura[@ 20-45°C]	Calefacción: temperatura ambiente ~ 110°C
Uniformidad de la temperatura[@ 20-45°C]	Refrigeración: temperatura ambiente ~ por debajo de la temperatura ambiente, hasta 25°C
Velocidad máxima de calentamiento	± 0,5°C
Velocidad máxima de enfriamiento	Máx. ± 0,5 °C
Pantalla	5,5°C/min
Programa	2,5°C/min (100°C-temperatura ambiente)
Protección contra sobrecalentamiento	0,5°C/min (por debajo de la temperatura ambiente)
Material del bloque adaptador	TFT
Voltaje, Frecuencia	9
Potencia	150°C
Dimensiones [AnxPrxAl] (sin bloque calefactor)	aluminio
Peso	100-240V, 50/60Hz
	200W
	200x235x120mm
	7,3kg