



ROCKER

SKU: 189300-22

Rocker 300C PTFE Coated Chemical Resistant Vacuum Pump

Descripción general:

Bomba de vacío de diafragma libre de aceite con componentes recubiertos en PTFE, diseñada para ofrecer resistencia química moderada, operación silenciosa, mínima vibración y bajo mantenimiento.

Características principales

- **Recubrimiento PTFE + Válvulas FKM:** Resistencia química a gases corrosivos moderados (no recomendada para ácidos / álcalis fuertes).
- **Sin aceite:** Funcionamiento libre de aceite y mantenimiento, sin pulverización de aceite.
- **Protección térmica integrada:** Apagado automático por sobrecalentamiento, reanudación al enfriar.
- **Operación silenciosa y estable:** Diseño de baja vibración.
- **Certificaciones internacionales:** CE, UKCA, RoHS, protección IP30.
- **Garantía:** 1 año.

Aplicaciones recomendadas

- Filtración de vacío en laboratorios
- Purificación de solventes
- Extracción en fase sólida (SPE)
- Aplicaciones generales de vacío químico
- Aplicaciones típicas según especificaciones de Rocker.

Especificaciones técnicas (220 V / 50 Hz):

Parámetro	Valor
Tipo de bomba	Diafragma libre de aceite
Voltaje	220 V / 50 Hz
Potencia máxima	60 W
Corriente máxima	0,3 A
Vacío máximo	99 mbar absoluto
Caudal máximo	20 L/min
Nivel de ruido	50 dB
Conexión de manguera	ID8 (8 mm)
Dimensiones (L×A×H)	29 × 14 × 20 cm
Peso neto	4,1 kg
Trampa de humedad	Sí
Regulador de vacío	Sí
Protección térmica	Sí