



SKU: MDO-125NB

mlab
Scientific

Estufa de Convección Natural 125 L

Descripción general:

La Estufa de Convección Natural MDO-125NB de Mlab Scientific ofrece un rendimiento confiable para procesos térmicos, secado y esterilización en laboratorios científicos, industriales y educativos.

Su controlador con microprocesador e interface SSR garantiza una regulación precisa de la temperatura, mientras que su pantalla LCD iluminada permite una lectura clara y continua de los parámetros.

El interior de acero inoxidable y el exterior esmaltado aseguran una limpieza sencilla y una larga vida útil. Además, su puerta con ventana de vidrio templado permite monitorear las muestras sin pérdida de calor.

Principales características:

- **Capacidad:** 125 L
- **Rango de temperatura:** ambiente +10 °C a 300 °C
- **Controlador inteligente con SSR** y resolución de $\pm 0,1$ °C
- **Uniformidad térmica:** $\pm 3,5$ %
- **Timer programable:** hasta 9999 min
- **Protección por sobre temperatura** para máxima seguridad
- **2 bandejas incluidas** (capacidad hasta 4)
- **Convección natural:** distribución uniforme del calor
- **Construcción robusta:** acero inoxidable interior y exterior pintado
- **Dimensiones interiores:** 500 × 450 × 550 mm
- **Dimensiones exteriores:** 636 × 680 × 915 mm
- **Potencia:** 2500 W – 220 V, 50 Hz



Ideal para laboratorios de microbiología, química, biología molecular y control de calidad, la MDO-125NB de Mlab Scientific combina eficiencia, durabilidad y precisión térmica, garantizando resultados confiables y uniformes en cada proceso.