



SKU: LEF-203P-0



Mufla Digital Programable 3L

Descripción general:

La mufla LabTech es un equipo diseñado para aplicaciones de calentamiento a altas temperaturas como calcinaciones, tratamientos térmicos, análisis de cenizas, fusión de materiales y procesos de laboratorio que requieren estabilidad térmica y control preciso. Su cámara interna aislada permite trabajar de manera segura incluso en rangos elevados de temperatura.

Modelo	LEF-203P-0
Capacidad interna	3,0 L
Temperatura máxima	1.100 °C (pero recomendable operar hasta ~1.000 °C)
Controlador	Microprocesador programable (10 programas / 10 pasos)
Dimensiones de la cámara (interior)	130 × 220 × 110 mm (W × D × H)
Dimensiones externas	300 × 370 × 420 mm (W × D × H)
Consumo eléctrico	1.100 W
Sensor de temperatura	Tipo K CA
Elemento calefactor	Placa integrada (“Embedded Heat Plate”)
Aislamiento	Fibra cerámica moldeada al vacío
Seguridad	- Salida de gases por puerto superior (para evaporar gases corrosivos) - Protección por sobretemperatura, error sensor, fallo tierra.
Alimentación	110 V, 60 Hz u otras configuraciones según proveedor.