



Haier Biomedical

REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO HYC-68A

Descripción general:

El Haier Biomedical HYC-68A es un refrigerador vertical farmacéutico diseñado para el almacenamiento seguro y estable de medicamentos, vacunas, reactivos y productos biológicos. Su sistema de control microprocesado, su excelente uniformidad térmica y su puerta de vidrio templado lo hacen ideal para farmacias, clínicas, hospitales, laboratorios y centros logísticos del área de la salud.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad y Temperatura

- **Volumen útil interno:** 68 L
- **Rango de temperatura:** +2 °C a +8 °C
- **Uniformidad de temperatura:** ±2 °C
- **Precisión de indicación:** 0.1 °C
- **Precisión de ajuste:** 0.1 °C
- **Temperatura ambiente de operación:** +10 °C a +32 °C
- **Control de temperatura:** Microprocesado

Sistema de Refrigeración

- **Refrigerante:** R600a (libre de CFC)
- **Compresor:** Zanussi HVY57AA
- **Condensador:** EBM (Alemania)

Construcción y Seguridad

- **Puerta:** 1 puerta de vidrio templado
- **Llave de seguridad:** Sí
- **Patines de nivelación:** Incluidos
- **Puerto USB:** Para descarga de datos
- **Ruido:** 41 dB

Organización Interna

- **Bandejas incluidas:** 2
- **Canastillos incluidos:** 1

Dimensiones

Interior:

- **Ancho:** 415 mm
- **Alto:** 505 mm
- **Fondo:** 385 mm

Exterior:

- **Ancho:** 495 mm
- **Alto:** 660 mm
- **Fondo:** 580 mm

Energía

- **Consumo eléctrico:** 140 W
- **Conexión eléctrica:** 220 V (±10%), 50 Hz
- **Peso neto:** 38 kg