



SKU: LEF-205S-0



Mufla Digital Programable 5L

Descripción general:

La mufla Daihan LabTech LEF-205S-0, con capacidad de 5 litros, es un horno de alta temperatura diseñado para calcinaciones, tratamientos térmicos y análisis de cenizas. Cuenta con cámara de fibra cerámica, control PID digital y temperatura máxima de 850-900°C, ofreciendo calentamiento uniforme, operación segura y alta estabilidad térmica para uso continuo en laboratorio.

Modelo	LEF-205S-0
Temperatura máxima	900 °C (pero recomendable operar hasta 850 °C)
Controlador	Control digital PID con microprocesador. Tiene funciones de reloj/apagado y alarma de temperatura.
Sensor de temperatura	Tipo K
Cámara interna	Fibra de cerámica moldeada de una sola pieza para buen aislamiento térmico.
Dimensiones de la cámara (interior)	150 × 260 × 130 mm (ancho × fondo × alto)
Dimensiones externas	320 × 410 × 440 mm
Consumo eléctrico	1.400 W (1,4 kW)
Alimentación / Voltaje	110 V, 60 Hz;
Aislamiento	Cámara con fibra cerámica moldeada al vacío
Elemento calefactor	Placa calefactora (embedded heating plate)
Seguridad y ventilación	Tiene puerto de escape (“exhaust port”) en la parte superior para gases corrosivos o vapores. Protección por
Peso	21 kg