



SKU: HYC-309

Haier

Refrigerador farmacéutico Haier Biomedical HYC-309

Descripción general:

El refrigerador farmacéutico Haier Biomedical HYC-309 está diseñado para la conservación precisa y segura de medicamentos, vacunas, reactivos y productos biológicos en laboratorios clínicos, farmacias, hospitales e instalaciones de investigación. Cuenta con control digital microprocesado y sistema de circulación de aire forzada que mantiene una distribución de temperatura uniforme.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo / Marca

- **Modelo:** HYC-309
- **Marca:** Haier Biomedical

Capacidad y Temperatura

- **Capacidad útil:** 309 litros
- **Rango de operación:** 2 °C a 8 °C
- **Resolución de control:** 0.1 °C

Control y Display

- **Control de temperatura:** Microprocesador
- **Pantalla:** Digital LED para visualización de temperatura y alarmas

Refrigeración y Diseño

- **Tipo de refrigeración:** Aire forzado con descongelación automática
- **Refrigerante respetuoso con el medio ambiente:** HC
- **Nivel de ruido:** Aproximadamente 41 dB(A)
- **Puerta:** Vidrio calefaccionado con llave y portacandado para seguridad y prevención de condensación
- **Iluminación interior:** LED

Dimensiones y Peso

- **Dimensiones interiores (An × Pr × Al):** 525 × 500 × 1290 mm
- **Dimensiones exteriores (An × Pr × Al):** 600 × 630 × 1840 mm
- **Peso neto / bruto:** 77 kg / 87 kg

Electricidad y Consumo

- **Alimentación:** 220–240 V, 50/60 Hz
- **Corriente eléctrica:** ~1.9 A

Accesorios incluidos

- Estantes ajustables
- 4 ruedas y 2 patas niveladoras
- Puerto de validación
- Manual de usuario

Alarmas y Seguridad

El sistema de alarmas está diseñado para proteger los productos almacenados mediante señales visuales y sonoras en las siguientes situaciones:

- Temperatura alta y baja
- Puerta entreabierta
- Falla de alimentación eléctrica
- Error de sensor
- Batería baja
- Alarmas remotas para integración con sistemas de monitoreo externos

Certificaciones y Calidad

- Certificación CE y UKCA, garantizando conformidad con estándares internacionales de seguridad y calidad para equipos farmacéuticos.