

Refrigerador farmacéutico 940 litros con doble puerta de vidrio

El HYC-940 de Haier Biomedical es un refrigerador biomédico de gran capacidad (940 litros), diseñado para la conservación segura de medicamentos, vacunas y productos biológicos sensibles. Su rango de temperatura estable entre 2 °C y 8 °C con resolución de 0.1 °C garantiza máxima precisión en el almacenamiento.

Equipado con control por microprocesador, sistema de circulación de aire forzada, puerta doble de vidrio calefaccionada con llave y porta candado, e iluminación LED interior, ofrece seguridad, visibilidad y eficiencia. Además, cuenta con pantalla digital de fácil lectura y sensores de temperatura superior e inferior, brindando un monitoreo confiable en todo momento.

- Refrigerador farmacéutico vertical de doble puerta de vidrio, ideal para almacenamiento y control de productos sensibles.
- Rango de temperatura 2 a 8 °C, recomendado para vacunas, medicamentos, reactivos y material clínico.
- Enfriamiento por aire forzado para una temperatura más homogénea en todo el interior.
- Control por microprocesador con pantalla LED para monitoreo claro y preciso.
- Auto-defrost (descongelamiento automático) para operación continua y menor mantenimiento.
- Alta capacidad: 890 L para almacenamiento organizado.
- Incluye 12 repisas para una mejor distribución interna.
- Sistema de alarmas completo: alta/baja temperatura, puerta abierta, falla de energía, error de sensor, batería baja, con alarma visual y audible.
- Ventilador con paro al abrir la puerta, ayudando a mantener la estabilidad térmica.
- Refrigerante R290 de bajo impacto ambiental (GWP 3).
- Equipado con ruedas (casters) y niveladores para facilitar instalación y movimiento.



Haier Biomedical

Alarma	Incluye
High/Low Temperature	Sí
Remote Alarm	Sí
Power Failure	Sí
Sensor Error	Sí
Low Battery	Sí
Door Ajar	Sí
Audible and Visual Alarm	Sí

Ítem	Especificación
Tipo de gabinete	vertical, doble puerta de vidrio
Clase climática	N
Tipo de enfriamiento	Forced Air Cooling (aire forzado)
Modo de descongelamiento	Auto
Refrigerante	R290
GWP (potencial calentamiento global)	3
Nivel de ruido	43 dB(A)
Rango de temperatura	2 ~ 8 °C
Ventilador se detiene al abrir la puerta	Sí (Y)
Controlador	Microprocesor
Display	LED
Alimentación eléctrica	220 ~ 240 V / 50-60 Hz
Corriente eléctrica	3.5 A
Sensor de temperatura	NTC
Consumo energético	11 kWh/24h
Capacidad	890 L / 31.4 cu.ft
Peso neto / bruto (aprox.)	227 / 279 kg (500.4 / 615.1 lb)
Dimensiones interiores (An×Pr×Al)	1030 × 590 × 1425 mm (40.6 × 23.2 × 56.1 in)
Dimensiones exteriores (An×Pr×Al)	1130 × 755 × 1980 mm (44.5 × 29.7 × 78.0 in)
Dimensiones embalaje (An×Pr×Al)	1250 × 850 × 2170 mm (49.2 × 33.5 × 85.4 in)
Carga contenedor (20'/40'/40'H)	10 / 22 / 22