

Analizador de Humedad MA 210.R.WH

El Analizador de Humedad MA 210.R.WH es un equipo de laboratorio diseñado para la determinación rápida y precisa del contenido de humedad en muestras, ideal para procesos de control de calidad y análisis rutinarios. Incorpora calentador de halógeno, lo que permite un secado eficiente y resultados confiables en distintos tipos de materiales.

Este modelo destaca por su capacidad máxima de 210 g, pantalla LCD de 5,3" con retroiluminación y múltiples modos de secado, lo que facilita su uso en aplicaciones de laboratorio e industria. Además, cuenta con conectividad RS232, USB-A, USB-B y Wi-Fi, permitiendo integración con sistemas de registro y trazabilidad.

Su diseño robusto con protección IP43 y sus funciones de identificación de muestra lo convierten en una excelente opción para laboratorios de alimentos, farmacéutica, química, cosmética y control de materias primas.

SKU:WL-305-0008



Característica	Especificación
Modo de visualización	%D, %M, %R, g
Modo de secado	4 perfiles: estándar, rápido, escalonado, suave
Opciones de terminación de secado	4 modos: temporal, definido, automático, manual
Funciones adicionales	Identificación de la muestra

Parámetros metrológicos

Característica	Especificación
Capacidad máxima [Max]	210 g
Legibilidad [d]	1 mg
Rango de tara	-210 g
Calibración	Externa
Masa máxima de prueba	210 g
Elemento de calentamiento	Calentador de halógeno
Repetibilidad de humedad	±0,05 % (muestra ~2 g), ±0,01 % (muestra ~10 g)
Exactitud de lectura de humedad	0,001 %
Rango de temperatura de secado	Máx. 250 °C

Parámetros físicos

Característica	Especificación
Sistema de nivelación	Manual
Pantalla	LCD 5,3" con retroiluminación
Altura máxima de la muestra	20 mm
Dimensión de platillo	Ø90 mm, h = 8 mm
Dimensiones de embalaje (An x Pr x Al)	476 × 381 × 346 mm
Masa neta	4,8 kg
Masa bruta	6 kg

