



SKU: MBP-903-2

mlab
Scientific

Balanza de Precisión

3100 g, / 0,01 g

Descripción general:

La Balanza de Precisión MBP-903-2 de Mlab Scientific es un instrumento confiable y preciso, ideal para laboratorios, centros educativos y control de calidad industrial. Su pantalla retroiluminada permite una lectura clara incluso en ambientes con poca luz.

Con una capacidad máxima de 3100 g y una resolución de 0,01 g, esta balanza ofrece mediciones exactas. Su platillo de 130 mm de diámetro permite pesar diversos tipos de muestras, y la función Tara facilita la deducción del peso de recipientes en todo el rango.

El equipo incluye baterías y adaptador eléctrico de 220 V / 50 Hz, y permite calibración externa con masa de 2 Kg (no incluida). Esta balanza no tiene salida para impresora, lo que la hace perfecta para aplicaciones que no requieren registro físico automático.

Sus dimensiones compactas (270 x 195 x 65 mm) la hacen fácil de ubicar en cualquier espacio de trabajo. Garantiza medición estable y confiable gracias a su diseño de alta precisión y su construcción robusta.

Especificaciones técnicas:

- **Modelo:** MBP-903-2
- **Marca:** Mlab Scientific
- **Capacidad máxima:** 3100 g
- **Resolución / Legibilidad:** 0,01 g
- **Tamaño del platillo:** Ø130 mm
- **Unidades de medida:** g, ct, oz
- **Función de Tara:** Sí, en todo el rango
- **Calibración externa:** Sí, con masa de 2 Kg (no incluida)
- **Salida para impresora:** No
- **Temperatura de operación:** 0 °C – 40 °C
- **Humedad relativa:** 50% – 85%
- **Consumo de energía:** 5 W
- **Fuente de alimentación:** Adaptador 220 V / 50 Hz y baterías incluidas
- **Dimensiones:** 270 x 195 x 65 mm (Profundidad x Ancho x Alto)

Dimensiones y alimentación:

- **Dimensiones:** Profundidad x Ancho x Alto = 270 x 195 x 65 mm
- **Alimentación:** Adaptador eléctrico 220 V / 50 Hz y baterías incluidas

Contenido:

- 1 × Balanza electrónica MBP-903-2
- 1 × Platillo de pesaje
- 1 × Manual de instrucciones
- 1 × Adaptador de corriente / cargador
- Baterías incluidas