



SKU: BOE328

Termómetro digital BOE 328

Descripción general:

Termómetro digital de gran formato, diseñado para registrar temperatura máxima y mínima tanto en ambientes fríos como templados. Tiene una pantalla LCD “jumbo” de fácil lectura, memoria de valores máximos/mínimos y sensor externo para medición remota.

Especificaciones técnicas:

- **Rango de medición total:** -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
- **Precisión:**
 - ±1 °C en el rango de 0 °C a +50 °C
 - Mayor a ±1 °C fuera de ese rango
- **Resolución:** 0,1 °C
- **Pantalla:** LCD jumbo, dígitos de 35 mm
- **Sensor externo:**
 - Cable 3 metros
 - Sonda de 22,5 mm × ø 5,5 mm
- **Temperatura ambiente de operación del equipo:** 0 °C a +50 °C
- **Funciones:**
 - Memoria MAX/MIN
 - Alarma de alta y baja temperatura
 - Indicador visual de alarma activa
- **Alimentación:** 1 batería AAA de 1,5 V
- **Dimensiones del instrumento:** 120 × 110 × 25 mm
- **Montaje:** apto para superficie o pared
- **Aplicación típica:** monitoreo de temperatura en incubadoras, salas, refrigeradores y ambientes controlados