



Set de Micropipetas Labmate Pro

DESCRIPCIÓN

Labmate Pro Starter Pack, es un set completo de micropipetas monocal de volumen variable diseñado para cubrir el rango más utilizado en laboratorio.

Este kit está orientado a laboratorios que requieren precisión, ergonomía y operación continua, incluyendo todos los accesorios necesarios para comenzar a trabajar inmediatamente.

CONFIGURACIÓN DEL SET

Incluye:

- **4 micropipetas monocal:**
 - 0,1 – 2 μ L (P2)
 - 2 – 20 μ L (P20)
 - 20 – 200 μ L (P200)
 - 100 – 1000 μ L (P1000)
- **Soporte para 4 micropipetas**
- **3 racks de puntas:**
 - 2 μ L (96 unidades)
 - 200 μ L (96 unidades)
 - 1000 μ L (96 unidades)
- **Herramientas de calibración**
- **Manual de usuario**

Rango total de trabajo

0,1 μ L a 1000 μ L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SERIE LABMATE PRO)

- **Tipo:** Micropipetas monocal de volumen variable
- **Ajuste de volumen:** manual (botón + dial)
- **Display:** contador mecánico de 3 dígitos
- **Compatibilidad:** puntas universales
- **Cumplimiento:** ISO 8655 (precisión y exactitud)

Características principales

- Alta precisión y repetibilidad
- Sistema de sellado confiable
- Recalibración por el usuario
- Totalmente autoclavables (121°C)
- Resistencia a radiación UV
- Eyector de puntas ajustable
- Bajo esfuerzo de pipeteo (muelles suaves)

Ergonomía (diferenciador clave HTL)

- Mango ergonómico con soporte para dedo
- Bajo peso (~100 g aprox.)
- Reduce fatiga en uso prolongado
- Operación suave y precisa